




CARE



Anita cares.

NUEVA ÓRTESIS DE COMPRESIÓN  
„LEEDS“



## Órtesis de compresión Leeds 4111

### Indicación


- Edema linfático en la mama y en la zona torácica
- Tras una cirugía mamaria, durante la fase de curación, para estabilizar y brindar soporte
- En caso de edemas postoperatorios en la zona de la mama, para la descarga y el tratamiento postoperatorio

### Funcionalidad

- Inmovilización de la mama operada durante el proceso de curación
- Descarga de las vías de drenaje linfático
- La compresión uniforme contrarresta la hinchazón
- Favorece una mejor cicatrización
- Evita los puntos de presión y las irritaciones gracias a su ajuste individual y al material respetuoso con la piel
- La estructura moteada en relieve ejerce un ligero masaje en la dermis, en combinación con el movimiento, activando el flujo de la linfa y refuerza el efecto de compresión sin molestar

Corte alto en la espalda para una compresión de 360°  
y una buena sujeción en caso de hinchazón/linfedema  
en la zona de las axilas y la espalda

Los tirantes continuos, anchos y suaves  
proporcionan un alivio óptimo y evitan  
los puntos de presión



Las terminaciones sin costuras (Clean Cut) y  
las transiciones planas en el interior minimizan  
las interrupciones del flujo linfático

Las terminaciones de doble capa  
de tejido sin costuras tipo Clean  
Cut ofrecen una gran sujeción y  
comodidad al porte

Cierre frontal con corchetes regu-  
lable en dos alturas para un ajuste  
individual

#### COPAS Y TALLAS DISPONIBLES

D/EUR		FR	
A - D	75 - 115	A - D	90 - 130
E	75 - 110	E	90 - 125
F	75 - 105	F	90 - 120
GB/US		IT	
A - D	34 - 50	A - D	3 - 11
E	34 - 48	E	3 - 10
F	34 - 46	F	3 - 9

#### COLORES DISPONIBLES

001 negro

#### TEJIDO

5% PES, 56% PA, 39% EL

Lavable a 60° C

#### VIDEO

[www.anita.com/leeds-bra](http://www.anita.com/leeds-bra)





Todas las prendas de compresión de Anita care llevan el marcado CE.



ANITA Dr. Helbig GmbH, Grafenstr. 23, D-83098 Brannenburg  
Teléfono: +49 (0) 8034/301-0, E-Mail: anita.d@anita.net



CARE

[b2b.anita.com](http://b2b.anita.com)



V8323S - 06/23



4 058509 657856