

## FICHA TECNICA

MARCA COMERCIAL: BEEKLEY MEDICAL

REFERENCIA: 652

INDICACIONES: Para identificar la localización de lunares en las mamografías, y por tanto facilitar el procedimiento de diagnóstico de lesiones mamarias.

DESCRIPCIÓN: Adhesivo de material elástico, suave, y se mantiene en su posición durante todo el examen. Con un diseño floral pensado para contribuir a la relajación de la paciente durante el procedimiento. La colocación de marcadores en lunares es muy útil, ya que los lunares producen en las mamografías, imágenes de densidades de tejido blando, que muchas veces no se pueden diferenciar de las lesiones en la mama. Cuando una lesión se observa sobre un marcador de lunar, el radiólogo puede descartar con certeza la lesión en cuestión como una lesión cutánea.

### Principales ventajas:

- Al cubrir los lunares, evita fallos diagnósticos de lesiones.
- Sustituye métodos de marcaje más agresivos.
- Se utiliza como punto orientativo en mamografías, CT SCAN, MRI, radioterapia.
- Compatibles con sistemas de diagnósticos digitales y analógicos.

MATERIAL/ COMPOSITION: material duradero hipoalergénico, sin látex.

El adhesivo de Spots Beekley es hipoalergénico, de acrílico sensible a la presión en contacto con la piel, de grado médico. Es similar al que puede encontrar en una curita convencional. Las pruebas de adhesivo que se llevó a cabo en seres humanos cumplieron los requisitos de la FDA para obtener la calificación de hipoalergénico. Los ingredientes exactos de su composición son de propiedad del fabricante y no se publican.

ENVASADO: CAJA DE 58 UNIDADES.

CONSERVACIÓN: Sin indicaciones específicas, conservar como cualquier tirita de uso médico, en lugar fresco y no exponerlo directamente a la luz solar.

GARANTÍA DE CALIDAD: Este material cumple con las directivas sanitarias EC Council Directive 93/42/EEC y está certificado por FDA y cumple con las normas ISO 10993 Part – 1 "Biological Evaluation of Medical Devices.

Información técnica (Atributos y medidas): medida universal

UNIDAD MÍNIMA DE VENTA: 2 CAJAS.

UNIDADES CONTENIDAS: 58

### FOTOGRAFÍA

